



URZĄDZENIE DO REHABILITACJI, REEDUKACJI
CHODU I PIONIZACJI **PRAGMA SYSTEM**



URZĄDZENIE DO REHABILITACJI, REEDUKACJI CHODU I PIONIZACJI **PRAGMA SYSTEM**

Pragma System to urządzenie medyczne służące do fizjoterapii. Zasilane elektrycznie urządzenie do rehabilitacji ruchowej i reedukacji chodu, z funkcją odciążenia i pionizacji, przeznaczone dla pacjentów z zaburzeniami powstającymi z przyczyn neurologicznych, ortopedycznych i geriatrycznych. Urządzenie pomaga w odzyskaniu utraconej funkcji motorycznej, umożliwia podwieszenie w specjalnej uprząży w pozycji pionowej i wykonywanie ćwiczeń (np. chodzenie po bieżni, wykonywanie przysiadów, obracanie się). Składa się z kolumny mocowanej do ściany i ramienia unoszonego sitownikiem.



Dzięki Pragma System pacjenci z niepełnosprawnościami zyskują większą samodzielność. We własnym zakresie wykonują ćwiczenia, które wcześniej były możliwe wyłącznie z udziałem fizjoterapeuty.

Elastyczny system odciążania z użyciem gum tubingowych ma duży wpływ na odczucia pacjentów, a przez to na efekt fizjoterapii. Przy podwieszeniu sztywnym lub w egzoszkielecie, pacjent nie może czuć się swobodnie. Zupełnie inaczej jest z naszym urządzeniem. Podczas rehabilitacji z Pragma System pacjenci zyskują większą świadomość ciała i swoich możliwości.



Urządzenie Pragma System jest przydatne do rehabilitacji pacjentów z wszelkimi niepełnosprawnościami. Będzie najlepszą pomocą dla osób z chorobami neurologicznymi i osób starszych, które ze względu na wiek mają problemy ruchowe.

Z urządzenia korzystają osoby leżące, poruszające się na wózku inwalidzkim i pacjenci sparaliżowani. W każdym z wymienionych przypadków Pragma System znajduje zastosowanie terapeutyczne.

Dzięki urządzeniu pacjenci wykonują ćwiczenia w pozycjach, które były dla nich wcześniej trudne lub niedostępne (np. pozycja czworaczka). Jest to możliwe dzięki dużej ilości akcesoriów terapeutycznych dołączanych do każdego zestawu.

Akcesoria są praktyczne i wygodne, ponieważ zostały zaprojektowane na podstawie rekomendacji fizjoterapeutów i pacjentów. Są odporne na przetarcia i zabrudzenia. Przy częstym stosowaniu utrzymują dobry wygląd i zachowują pierwotny kształt.

Rehabilitacja stawów kulistych (staw biodrowy i staw ramienny), odbywa się we wszystkich płaszczyznach. Możliwe jest uzyskanie pełnego zakresu ruchu.

Pragma System zastępuje wiele różnych urządzeń rehabilitacyjnych. Pozwala na stosowanie licznych metod i terapii. Sprzęt jest instalowany do ściany i zajmuje mało miejsca. Dzięki temu nawet niewielkie gabinety fizjoterapeutyczne i małe pokoje pacjentów, są wystarczające do korzystania z naszego sprzętu w pełnym zakresie.

Jeżeli jesteś opiekunem lub fizjoterapeutą, Pragma System będzie niezastąpionym pomocnikiem. Przy mniejszym zaangażowaniu Twojej siły, pacjent będzie osiągał lepsze efekty.

+48 512 469 209



WYPOSAŻENIE PRAGMA SYSTEM

	HOME				PRO
	S	M	XL	XXL	A
Elementy konstrukcyjne: słup dolny, słup górny, ramię, zawieszki obrotowe, uchwyt siłownika, ostona dolna, listwa z uchwytami dolna, ostona górna, listwa górna z uchwytami, mocowanie sterownika, mocowanie rozdzielacza, drążek metalowy długi, uchwyt przesuwany T (4szt.), korek zabezpieczający (2szt.)	+	+	+	+	+
Zestaw elektroniki: siłownik elektryczny, sterownik, kabel zasilający, akumulator, ręczny pilot sterujący, nożny pilot sterujący, wyłącznik awaryjny, rozgąteźnik bezpieczeństwa, rozgąteźnik pilotów	+	+	+	+	+
Drążek obrotowy: drążek metalowy krótki, uchwyt przesuwany T (2szt.), uchwyt przesuwany L lewy, uchwyt przesuwany L prawy, korek zabezpieczający (2szt.)	+	+	+	+	+
Uchwyt drewniany: uchwyt drewniany, mocowanie uchwytu drewnianego	++	++	++	++	+++
Szklak	+	+	+	+	+
Wieszak	++	++	++	++	++++
Zbłocze pojedyncze	++	++	++	++	++
Zbłocze pojedyncze małe	++	++	++	++	++
Zbłocze pięciokanałowe	++	++	++	++	++
Grzebień mały	++++	++++	++++	++++	++++
Grzebień duży	+++	+++	+++	+++	+++
Zestaw linek (12 szt.)	+	+	+	+	+
Zestaw gum tubingowych - podstawowy	+	+	+	+	+
Zestaw gum tubingowych - rozszerzony (S)	+				
Zestaw gum tubingowych - rozszerzony (L)		+			
Zestaw gum tubingowych - rozszerzony (XL)			+	+	
Zestaw gum tubingowych - specjalistyczny					+
Zestaw karabińczyków (30szt.)	+	+	+	+	+
Drążek drewniany krótki	+	+	+	+	+
Drążek drewniany długi	+	+	+	+	+
Pętla - na dłonie	+	+	+	+	+
Podwieszki kończyn - szerokie, małe	+	+	+	+	+
Podwieszki kończyn - szerokie, duże	+	+	+	+	+
Podwieszki kończyn regulowane rzepem	+	+	+	+	+
Uchwyty do dłoni	+	+	+	+	+
Stabilizator głowy - podwieszka głowy	+	+	+	+	+
Podwieszki kończyn - wąskie, małe	+	+	+	+	+
Podwieszki kończyn - wąskie, duże	+	+	+	+	+
Rękawice z zabezpieczeniem (dostępne rozmiary S, L)	+	+	+	+	++
Mankiety kończyny górnej (dostępne rozmiary S, L)	+	+	+	+	++
Stabilizator głowy - pętla Glissona (dostępne rozmiary S, L)	+	+	+	+	++
Stabilizator głowy - czepek (dostępne rozmiary S, L)	+	+	+	+	++
Mankiety kończyny dolnej (dostępne rozmiary S, L)	+	+	+	+	++
Pas biodrowy (dostępne rozmiary S, XL, XXXL)	+	+	+	+	+++
Pas piersiowy (dostępne rozmiary S, XL, XXXL)	+	+	+	+	+++
Pas do przysiadów (dostępne rozmiary S, XL)	+	+	+	+	++
Stabilizator podwieszenia całkowitego (dostępne rozmiary S, L, XL, XXXL)	+	+	+	+	++++
Kamizelka pionizacyjna góra (dostępne rozmiary XS, S, L, XL, XXXL)	+	+	+	+	++++
Kamizelka pionizacyjna dół (dostępne rozmiary XS, S, L, XL, XXXL)	+	+	+	+	++++
Zapaszowy zestaw klamer	+	+	+	+	+



Pragma System Global sp. z o.o.
Poland, 53-328 Wrocław,
Bernarda Pretficza 21/B1

NIP: **8992893493**
REGON: 388183818
KRS: 0000884132



+48 512 469 209



office@pragma.systems



/pragmasystem

www.pragma.systems

